

Laboratorio di Fisica delle Interazioni Fondamentali
Università di Pisa

CARATTERIZZAZIONE DEL DECADIMENTO DEL MUONE

Introduzione

L'esperienza consiste nello studio del decadimento dei muoni cosmici arrestati in materiali differenti. A causa della loro interazione con i nuclei presenti nel materiale, i muoni negativi sono soggetti a un decadimento più rapido dei muoni positivi. Questo falsa la misura di vita media se non si possono separare le due specie di carica. Tuttavia, utilizzando materiali in cui le due vite medie sono sufficientemente diverse è possibile misurarle separatamente, recuperando così sia il valore dalla vita media del muone libero (dai muoni positivi), che quello del muone legato a un nucleo atomico (dai muoni negativi), che l'abbondanza relativa delle due cariche. Inoltre, rivelando indipendentemente i decadimenti in cui l'elettrone è emesso verso l'alto e quelli verso il basso, è possibile osservare una eventuale asimmetria della direzione del decadimento rispetto alla direzione di volo iniziale.

(vuoto)	$2.197 \mu s$
C	$2.025 \pm 0.004 \mu s$
Al	$0.88 \pm 0.01 \mu s$
Fe	$0.201 \pm 0.004 \mu s$
Pb	$0.0749 \pm 0.0004 \mu s$

Tabella 1: Vita media del μ^- in presenza di alcuni nuclei atomici comuni.

Apparato sperimentale

- Telescopio per raggi cosmici costituito da alcune lastre piane di scintillatore plastico di spessore circa 1 cm, con guide di luce in plastica e fotomoltiplicatori, separati da intercapedini in cui si possono posizionare lastre di materiale di dimensioni 40×50 cm.
- Lastre metalliche di diversi materiali (piombo, alluminio, ferro), tra cui una di ferro magnetizzato.
- Vari moduli logici NIM (coincidenze, timing unit, convertitore TTL/NIM/TTL, linee di ritardo, contatori).
- 2 Alimentatori HV CAEN DT3355E a 4 canali controllabili da terminale (scaricare il manuale e le istruzioni di uso da **e-learning** documentazione tecnica).
- Scheda di acquisizione dati basata su FPGA (DE0-Nano), programmata per registrare il tempo di arrivo di segnali digitali parallelamente su 8 canali. Si faccia riferimento alla documentazione fornita a parte per l'uso della scheda. (**Attenzione:** la scheda richiede inputs compresi tra 0 e 3.3V - è necessaria ad esempio una conversione di standard elettrici per collegarla ai moduli NIM).

- PC collegato alla scheda di acquisizione DE0-Nano via interfaccia USB, con un programma che consente di salvare i dati su un file in formato ASCII per la successiva analisi *off-line* con software di propria scelta.

Principali obiettivi da raggiungere

1. Misurare la vita media del muone libero, con la massima precisione raggiungibile con l'apparato a disposizione.
2. Misurare la vita media dei muoni legati per almeno due dei materiali a disposizione, con la massima precisione raggiungibile con l'apparato a disposizione.
3. Misurare il rapporto di abbondanza delle due cariche $R_+ = N(\mu^+)/N(\mu^-)$ nella popolazione dei muoni cosmici che si arrestano nel vostro apparato.
4. Misurare l'asimmetria alto/basso della direzione di emissione dell'elettrone di decadimento. L'osservazione di una asimmetria non nulla costituisce una prova sperimentale di violazione della parità nel decadimento del muone.

Procedure suggerite

0. Informatevi dal tecnico di laboratorio delle procedure corrette da seguire per operare in sicurezza sul vostro apparato, e seguitene scrupolosamente le indicazioni.
1. Iniziate con l'apparato privo di strati di assorbitori, e alimentate correttamente tutti i fototubi. Per i primi steps avrete bisogno come strumentazione soltanto di discriminatori, contatori, e qualche coincidenza. Gli alimentatori HV CAEN DT3355E sono controllabili da terminale, eseguendo il comando di linea **caengeco2020** e quindi caricando da menu con il comando **Load** il file da selezionare **Setting-2ch.csc** che configura due pannelli di controllo rispettivamente per i canali PMT01-04 e PMT05-07.
2. Trovate un valido punto di lavoro per ciascuno dei rivelatori a scintillatore che userete, adoperando ogni volta una coppia di essi come *trigger* di riferimento (coincidenze in tripla). Stimatene almeno grossolanamente l'efficienza al fine di verificarne il funzionamento corretto.
3. Una volta fissati i valori di alimentazione e le soglie di discriminazione dei rivelatori, effettuate la messa in tempo degli stessi, osservando all'oscilloscopio il ritardo relativo dei loro segnali e correggendolo con l'inserimento di opportuni moduli di ritardo. Assicuratevi di riuscire a vedere le coincidenze di segnali che attraversano tutti i piani del rivelatore, e annotatene il *rate*. Assicuratevi che sia in accordo con le vostre aspettative prima di procedere oltre.
4. Avendo regolato l'apparato per rivelare correttamente i muoni che lo attraversano completamente, realizzate ora un sistema per arrestarli al suo interno e quindi rivelarne il decadimento. Inserite un certo spessore di materiale frenante in una delle intercapedini disponibili tra i rivelatori. Realizzate quindi un trigger per gli eventi in cui un muone si è arrestato in tale strato (segnale di START), con opportune coincidenze di segnali dei rivelatori posti al di sopra del materiale, e di un segnale di VETO di un rivelatore posto al di sotto e di durata opportuna. Verificate che il *rate* sia compatibile con le aspettative. Già a questo punto potrebbe essere possibile osservare direttamente qualche decadimento di muoni arrestatisi nel materiale, semplicemente visualizzando all'oscilloscopio i segnali dei due rivelatori sopra/sotto di esso, con il trigger esterno fornito dal segnale di START.
5. A questo punto (o meglio in parallelo ai punti precedenti se vi è possibile), familiarizzate con il modulo FPGA DE0-Nano e il relativo software di acquisizione dati su file. **Prestate innanzitutto attenzione alla compatibilità elettrica dei segnali di ingresso.** Tenete

presente inoltre il fatto che il modulo ha una banda di acquisizione limitata, e può malfunzionare se riceve una frequenza di segnali di input più elevata di pochi Hertz. Verificate il funzionamento con dei segnali di calibrazione generati servendovi di moduli disponibili. Controllate la calibrazione e l'offset della scala dei tempi delle misure.

6. Procedete ora a realizzare il sistema di acquisizione dei dati usando il modulo DE0-Nano. Per fare questo potreste in linea di principio semplicemente inserire negli ingressi il segnale di START e i due scintillatori sopra/sotto e procedere alla presa dati su file (oppure addirittura inserire i segnali di tutti i rivelatori direttamente nel modulo, rimandando ogni selezione alla analisi *off-line* dei dati). Tuttavia, oltre a considerazioni di praticità sull'evitare l'acquisizione di troppi dati non necessari, occorre considerare che come tutti i sistemi di acquisizione dati, il vostro modulo ha una banda massima di acquisizione (che è piuttosto limitata), oltre la quale non è in grado di funzionare correttamente. È perciò opportuno realizzare anche un segnale di GATE, per definire una finestra temporale limitata a seguito dell'arrivo di un segnale di START, in cui è interessante raccogliere dati. I segnali dei rivelatori del decadimento (segnali STOP) possono così essere messi in coincidenza con il GATE, limitandone la frequenza di acquisizione. Fate attenzione alla giusta relazione temporale tra l'inizio del GATE e lo START (ci sono ripartenze?). *Suggerimento*: è inoltre una buona idea mettere in funzione dei sistemi di monitoraggio per tenere d'occhio il regolare funzionamento dell'apparato durante la presa dati, specie se lunga, per scongiurare possibili spiacevoli sorprese alla fine. Il semplice display del conteggio di impulsi degli START e degli STOP può essere molto utile.
7. Raccogliete su file un primo campione di dati sufficiente a verificare la presenza del segnale che vi aspettate, con la vita media che vi aspettate, e fate una prima valutazione della potenzialità del vostro apparato. Prestate particolare attenzione alla possibile presenza di *afterpulses*: falsi doppi segnali che a volte possono essere generati da un PMT alcuni μs dopo l'arrivo di un segnale genuino, e che potrebbero alterare i vostri risultati. Se necessario, utilizzate l'AND di due PMT per eliminarli.
8. Ai fini di una buona misura è importante massimizzare il numero di decadimenti validamente ricostruiti dal vostro apparato. A parte l'efficienza dei rivelatori, il fattore più importante è lo spessore del materiale frenante. Potrebbe sembrare che sia vantaggioso usarne il più possibile, tuttavia va considerata anche la crescente probabilità che l'elettrone di decadimento venga frenato e assorbito prima di riuscire a raggiungere i rivelatori. Procedere per tentativi può far perdere molto tempo, per cui può essere invece opportuno realizzare preventivamente una stima teorica dello spessore ideale, e utilizzarla nelle misure successive.
9. Sfruttate la possibilità di utilizzare più strati, di materiali uguali o diversi, posizionati in diverse intercapedini del telescopio, in modo da poter acquisire simultaneamente più sets di dati. Quando siete sicuri della configurazione, raccogliete sistematicamente dati per lunghi periodi.
10. Analizzate i dati raccolti con un programma di fit, e determinate le vita medie sia dei muoni positivi che di quelli negativi. Considerate il modo migliore di realizzare il fit e di tenere conto della possibile presenza di eventi di fondo di vario genere. Quali dei materiali a disposizione sono più utili agli scopi delle vostre misure? Ragionate sugli effetti che possono indurre errori sistematici, il loro impatto sul risultato, e il modo per minimizzarne l'effetto, e discutete le vostre conclusioni nella relazione. Discutete anche quali pensate siano i fattori fisici importanti che determinano le differenti vite medie dei muoni negativi legati a differenti tipi di nuclei atomici.
11. Analizzate ora i dati raccolti ai fini di determinare l'asimmetria di decadimento sopra/sotto. Utilizzate a questo fino anche la lastra magnetizzata, e valutate la differenza che questa introduce rispetto ad una lastra normale. Sarà necessario anche determinare con una certa precisione le efficienze dei vari strati di rivelatore. Considerate il modo migliore per farlo,

riflettendo in particolare sui possibili vantaggi offerti dalla spaziatura regolare degli scintillatori, ai fini di permettere il calcolo di accettanze senza la necessita' di utilizzare un programma di Monte Carlo.

12. Determinate ora dai vostri dati la asimmetria sopra/sotto del decadimento dei muoni arrestati nell'apparato, con la maggiore precisione possibile. Si discuta se l'asimmetria dipende dal materiale e/o dalla carica del muone, e il suo significato fisico.
13. Determinate infine il rapporto tra le abbondanze dei muoni positivi e negativi che si sono arrestati nel vostro apparato.